

Klinik Alev Fotometresi

- Arařtırma uygulamaları için tasarlanmıřtır
- Na, K ve Li filtreleri ile birlikte verilir
- Düşük sıcaklık, tek kanallı
- Alev arıza güvenlik sistemi
- Propan, bütan, doğal gaz veya LPG ile çalışır

Menzil	120 ila 160 mmol/l Na, 0 ila 10.0 mmol/l K
Algılama sınırları Na	0.2ppm
K	0.2ppm
Li	0.25ppm
Yeniden Üretilebilirlik	50 okumak için 10ppm Na ayarlanmış 20 ardışık numune için <%1 varyasyon katsayısı
Doğrusallık	3ppm Na/K ve 5ppm Li 100 okumaya ayarlandığında < %2 hata
İstikrar	10ppm numune sürekli olarak aspire edildiğinde 50.0'a ayarlandığında 5 dakika boyunca < %2 kayma. Konsantrasyonda test elemanına eşit olan Na/K ve Li'den gelen Özgüllük Girişimi <%0,5 olacaktır
Kaydedici Çıkışı	100.0 okuması için nominal 1.00V
Elektrik Kaynağı	90–125V veya 190–250V @50/60Hz
Hava Besleme	Nem ve yağsız, 6 litre/dk @ 14psi
Yakıt	Propan, bütan, doğal gaz veya LPG